

Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Arl4Aラビットポリクローナル抗体 - P40617

商品番号: CM0019054

前書き

ヒトARL4Aに対するラビットポリクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのARL4Aタンパク質と反応します。低分子量GTPアーゼ介在性膜輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARL4A Rabbit pAb
備考/別名	ARL4; ARL4A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10124
遺伝子ID	10124
免疫原	組換えタンパク質 ヒトARL4A (NP_001032241.1) のアミノ酸121-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40617
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ