

Anti-Arl4D ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P49703

商品番号: CM0024094

前書き

ARL4Dを標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAのアプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。GTPaseが介在する細胞プロセスの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARL4D ウサギpAb
備考/別名	ARF4L; ARL4D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	379
GeneID	379
免疫原	組換えタンパク質 ヒト ARL4D (NP_001652.2) のアミノ酸92〜201番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49703
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	氷袋