


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Arl6ウサギポリクローナル抗体 - Q9H0F7

商品番号: CM0026039



前書き

ヒトARL6（BBS3、NP_115522.1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み、マウスと交差反応します。繊毛トラフィッキングおよびバルデ・ビードル症候群の研究に最適です。約21 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARL6 ウサギpAb
別名	BBS3; RP55; ARL6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84100
遺伝子ID	84100
免疫原	ヒトARL6（NP_115522.1）の1-186アミノ酸を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H0F7
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷剤