

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Arl6Ip1 ポリクローナル抗体 - Q15041

商品番号: CM0023584

前書き

ARL6IP1に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。アポトーシス、ERチューブ、グルタミン酸輸送の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ARL6IP1 Rabbit pAb
備考/別名	AIPI; ARMER; SPG61; ARL6IP; ARL6IP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23204
GeneID	23204
免疫原	合成ペプチド: ヒトARL6IP1 (NP_055976.1) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15041
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ