

Ihc-PおよびElisa用Anti-Arl6Ip4ウサギポリクローナル抗体 - Q66Pj3

商品番号: CM0020951

前書き

ヒトARL6IP4 (SRp25/SRp37)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-
PおよびELISAで検証済み。代替スプライシング研究
およびHSV-
1宿主因子の研究に最適です。ヒトと交差反応します
。タンパク質分子量26kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARL6IP4 Rabbit pAb
備考/別名	SR-25; SRp25; SFRS20; SRp37; ARL6IP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51329
GeneID	51329
免疫原	組換えタンパク質 ヒトARL6IP4 (NP_057722.3) のアミノ酸313-402に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q66PJ3
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋