

WbおよびElisa用抗Arl6Ip5ウサギポリクローナル抗体 - O75915

商品番号: CM0017612

前書き

Western

blotおよびELISA用途向けのARL6IP5（PRAF3、JWA）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのARL6IP5を検出します。ARL6IP5は、グルタミン酸およびタウリン輸送の調節因子です。Uniprot O75915。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARL6IP5 Rabbit pAb
備考／別名	JWA; jmx; hp22; PRAF3; Yip6b; DERP11; HSPC127; addicsin; GTRAP3-18; ARL6IP5
種	ヒト
Gene ID	10550
免疫原	合成ペプチド：ヒトARL6IP5（NP_006398.1）のアミノ酸100からC末端までの配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O75915
タンパク質分子量	22 kDa
配送	保冷バッグ