

Arl8Bに対するウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Nvj2

商品番号: CM0025568



前書き

高品質なARL8B特異的ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAへの適用が可能です。ヒトおよびマウスのARL8Bを認識し、リソソーム輸送、免疫細胞傷害性、抗微生物経路の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ARL8B ウサギpAb
別名	Giel; ARL10C; ARL8B
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55207
遺伝子ID	55207
免疫原	ヒトARL8B (NP_060654.1) のアミノ酸127～186番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NVJ2
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	氷袋梱包