

Wb、Elisa用抗Armcl10ウサギポリクローナル抗体 - Q8N2F6

商品番号: CM0023943

前書き

ヒトARMC10を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。各種組織における細胞生存、増殖制御、p53シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARMC10 ウサギpAb
備考/別名	SVH, PNASH12, PNAS-112, PSEC0198, ARMCl0
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83787
遺伝子ID	83787
免疫原	ヒトARMC10 (NP_001154481.1) のアミノ酸169〜308番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N2F6
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋