

## Wb、If/Icc、Elisa用 抗Armc6 ポリクローナル抗体 - Q6Nxe6

商品番号: CM0017902

### 前書き

ヒトARMC6 (Armadillo repeat-containing protein

6) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF /ICC、ELISAに推奨。マウスおよびラットと交差反応性あり。54

kDaタンパク質。プロテオミクスおよび細胞シグナル伝達研究に最適。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | ARMC6 ウサギ pAb                                            |
| 備考/別名       | R30923_1; ARMC6                                          |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 93436                                                    |
| GeneID      | 93436                                                    |
| 免疫原         | ヒトARMC6 (NP_001186125.1) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| 適用          | WB、IF/ICC、ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | Q6NXE6                                                   |
| タンパク質分子量    | 54kDa                                                    |
| 発送          | 保冷バッグ                                                    |