

Anti-Armet/Arp/Manf ウサギポリクローナル抗体 Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P55145

商品番号: CM0025156



前書き

ヒトMANF（ARMET/ARP）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経栄養因子および小胞体ストレスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ARMET/ARP/MANF Rabbit pAb
備考・別名	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7873
GeneID	7873
免疫原	ヒトARMET/ARP/MANF (NP_006001.5) のアミノ酸25～182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55145
タンパク質分子量	21kDa
配送方法	氷袋