

WbおよびElisa用抗Arnt2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hbz2

商品番号: CM0029319

前書き

WBおよびELISA用、ヒトARNT2 (bHLHe1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。転写調節、視床下部-下垂体軸の発生、および核内シシナリングの研究に最適です。分子量は約79 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARNT2 Rabbit pAb
備考/別名	WEDAS; bHLHe1; ARNT2
種	ヒト
遺伝子ID	9915
免疫原	ヒトARNT2 (NP_055677.3) のアミノ酸440-690を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9HBZ2
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ