


アロマターゼ (Cyp19A1) ポリクローナル抗体 (Wb用) - P11511

商品番号: CM0024066



前書き

ヒトアロマターゼ (CYP19A1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。エストロゲン生合成およびホルモン依存性経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Aromatase (CYP19A1) Rabbit pAb
備考/別名	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatase (CYP19A1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1588
遺伝子ID	1588
免疫原	ヒトアロマターゼ (CYP19A1) (NP_000094.2) のアミノ酸234-503に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11511
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ