


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Arp2 ポリクローナル抗体 - P61160

商品番号: CM0030776



前書き

ヒトArp2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。アクチン動態とDNA修復に関与するArp2/3複合体構成要素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Arp2 Rabbit pAb
備考/別名	ARP2; Arp2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10097
GeneID	10097
免疫原	ヒトArp2 (NP_005713.1) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61160
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ