


WbおよびElisa用抗Arp2ウサギモノクローナル抗体 - P61160

商品番号: CM0010043



前書き

ヒトArp2 (ARP2) に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。アクチン重合、細胞運動性、核DNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Arp2ウサギmAb
備考／別名	ARP2; Arp2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10097
免疫原	ヒトArp2 (P61160) のアミノ酸295～394内にある合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61160
タンパク質分子量	45 kDa
輸送	保冷剤