


抗Arp3ウサギMab（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P61158

商品番号: CM0011906



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のウサギモノクローナル抗Arp3抗体です。ヒト、マウス、ラットのArp3（ACTR3）を47kDaで検出します。細胞骨格、細胞運動、DNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Arp3 ウサギmAb
別名	ARP3; Arp3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	10096
GeneID	10096
免疫原	ヒトArp3（P61158）のアミノ酸319～418番内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	P61158
タンパク質分子量	47kDa
配送方法	保冷剤