


Wb、If/Icc、Elisa用抗Arp3ウサギポリクローナル抗体 - P61158

商品番号: CM0013957



前書き

ヒトArp3（ACTR3）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応します。アクチン重合、細胞運動、DNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Arp3 Rabbit pAb
別名	ARP3; Arp3
対象種	ヒト
遺伝子ID	10096 (ヒト)
免疫原	ヒトArp3（NP_005712.1）のアミノ酸1〜418番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61158
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	氷袋梱包