


Wb用抗Arpc2モノクローナル抗体 - O15144

商品番号: CM0003102



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みの高品質ウサギ抗ARPC2モノクローナル抗体です。アクチン重合と細胞運動に必須なArp2/3複合体の34 kDaサブユニットであるヒト、マウス、ラットのARPC2と反応します。細胞骨格およびDNA修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARPC2 ウサギmAb
別名	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10109
遺伝子ID	10109
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15144
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋