


抗Arpc2ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - O15144

商品番号: CM0014659



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用抗ARPC2ウサギポリクローナル抗体。アクチン重合に関与するArp2/3複合体の構成要素であるヒトARPC2 (p34-Arc)

を標的とします。ヒト、マウス、ラットで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

主要パラメータ	仕様
製品名	ARPC2 ウサギpAb
備考/別名	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10109
遺伝子ID	10109
免疫原	ヒトARPC2の1-300アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_690601.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
スイスプロット (SWISS)	O15144
タンパク質重量	34kDa
配送	アイスバッグ