


Anti-Arpc3 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - O15145

商品番号: CM0030860



前書き

ヒトARPC3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性レベルのアクチン関連タンパク質2/3複合体サブユニット3（p21-ARC）を検出します。アクチン重合およびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARPC3 Rabbit pAb
備考/別名	ARC21; p21-Arc; ARPC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10094
免疫原	ヒトARPC3（NP_001265485.1）のアミノ酸1-178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15145
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ