


WbおよびElisa用抗Arpc5（P16-Arc）ウサギモノクローナル抗体 - O15511

商品番号: CM0012716



前書き

アクチン重合およびDNA修復に関与するArp2/3複合体のサブユニット、ヒトARPC5/p16-ARCを標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWBおよびELISAで検証済み。細胞運動性および細胞骨格の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p16-ARC/ARPC5 ウサギmAb
備考/別名	ARC16; p16-Arc; dJ127C7.3; p16-ARC/ARPC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10092
GeneID	10092
免疫原	合成ペプチド: ヒトp16-ARC/ARPC5 (O15511) のアミノ酸1~100の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15511
タンパク質分子量	16 kDa
配送	保冷剤