

Anti-Arrdc4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Nct1

商品番号: CM0020267

前書き

ヒトARRDC4を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。GPCRエンドサイトーシス、グルコース取り込み、および自然免疫応答におけるアレスチンドメイン含有タンパク質4の機能の研究に適しています。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARRDC4 Rabbit pAb
備考/別名	ARRDC4
種	ヒト
遺伝子ID	91947
免疫原	ヒトARRDC4 (NP_899232.2) のアミノ酸300-400領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NCT1
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋