


WbおよびElisa用Anti-Arsaポリクローナル抗体 - P15289

商品番号: CM0023390



前書き

ヒトARSAに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済み。マウスと交差反応します。リソソームスルファチド代謝および異染性白質ジストロフィーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARSA Rabbit pAb
備考/別名	ASA; MLD; ARSA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	410
GeneID	410
免疫原	ヒトARSA（NP_000478.3）のアミノ酸210-509に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P15289
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋