

Wb、Elisa用抗Arskポリクローナル抗体 - Q9D2L1

商品番号: CM0022533

前書き

ArskウサギpAbはWBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。組換え免疫原を用いてヒトアリアルスルファターゼKを標的としており、リソソーム酵素およびグリコサミノグリカン分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Arsk ウサギpAb
備考/別名	ASK; 2810429K17Rik; 4833414G15Rik; Arsk
種	ヒト
GeneID (ヒト)	77041
免疫原	ヒトArsk(NP_084123.3)のアミノ酸18～553に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9D2L1
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	氷袋