

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Art1ウサギポリクローナル抗体 - P52961

商品番号: CM0016706

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のヒトART1（ARTC1/CD296）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスにおいて約36 kDaの内在性ART1を検出し、ADPリボシル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ART1ウサギpAb
備考/別名	RT6; ART2; ARTC1; CD296; ART1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	417
遺伝子ID	417
免疫原	ヒトART1（NP_004305.2）のアミノ酸23～295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52961
タンパク質分子量	36 kDa
輸送条件	保冷バッグ