

Wb、If-P、Elisa用 Anti-Art3 ウサギ Pab - Q13508

商品番号: CM0024039

前書き

ヒトART3（ARTC3）、エクトADP-リボシルトランスフェラーゼ3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。精巢特異的タンパク質検出および細胞膜研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ART3 ウサギ pAb
備考/別名	ARTC3; ART3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	419
GeneID	419
免疫原	ヒトART3（NP_001123488）のアミノ酸50-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13508
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ