

Anti-Art5 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96L15

商品番号: CM0024938

前書き

ヒトART5（ARTC5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのART5（32 kDa）を検出。エクトADP-リボシルトランスフェラーゼ5の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ART5 Rabbit pAb
備考/別名	ARTC5; ART5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	116969
GeneID	116969
免疫原	ヒトART5（NP_443750.2）のアミノ酸23-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96L15
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスパック