


Wb、Elisa用 Anti-Artn ウサギポリクローナル抗体 - Q5T4W7

商品番号: CM0030343



前書き

ヒトArtemin (ARTN) に対するウサギポリクローナル抗体（ウェスタンブロットおよびELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。末梢ニューロンの生存、ドパミン作動性ニューロンのサポート、およびRET/GFRα3シグナル伝達経路の調査に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARTN Rabbit pAb
備考/別名	ART; EVN; NBN; ENOVIN; ARTN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9048
GeneID	9048
免疫原	組換えタンパク質：ヒトARTN (NP_476432.2) のアミノ酸122-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5T4W7
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋