

Anti-Arvcf ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O00192

商品番号: CM0023380

前書き

ヒトARVCFを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットの相同体を検出します。選択的スプライシングおよび細胞接着機構に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARVCF ウサギ pAb
備考/別名	ARVCF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	421
GeneID	421
免疫原	合成ペプチド（ヒトARVCF (NP_001661.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O00192
タンパク質分子量	105kDa
輸送	保冷バッグ