

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Arx ポリクローナル抗体 - Q96Qs3

商品番号: CM0020607

前書き

ヒトARX（脳発達と膵島細胞分化に関与するホメオボックス転写因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARX ウサギ pAb
備考/別名	ISSX; PRTS; CT121; EIEEI; MRX29; MRX32; MRX33; MRX36; MRX38; MRX43; MRX54; MRX76; MRX87; MRXS1; ARX
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	170302
免疫原	ヒトARX (NP_620689.1) のアミノ酸500からC末端に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96QS3
タンパク質分子量	58kDa
配送	保冷バッグ