

Wb、Elisa用抗Asah2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nr71

商品番号: CM0012897



前書き

ヒトASA2（中性セラミダーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。セラミドシグナル伝達、スフィンゴ脂質代謝、アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASA2 ウサギ pAb
別名	HNAC1; BCDase; LCDase; NCDase; N-CDase; ASA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56624
遺伝子ID	56624
免疫原	ヒトASA2 (NP_001137446.1) のアミノ酸80～340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR71
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	保冷剤