

Anti-Asap2 ポリクローナル抗体（Wb用） - O43150

商品番号: CM0022113

前書き

ヒトASAP2（DDEF2/PAG3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。小胞輸送および細胞移動の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASAP2 Rabbit pAb
備考/別名	PAP; PAG3; AMAP2; DDEF2; SHAG1; CENTB3; Pap-alpha; ASAP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8853
遺伝子ID	8853
免疫原	ヒトASAP2（NP_001128663）のアミノ酸1-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O43150
タンパク質分子量	112kDa
配送	氷袋