

Anti-Asb17ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Vhp9

商品番号: CM0021669

前書き

ASB17（Ankyrin repeat and SOCS box protein 17）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびラット種と交差反応します。タンパク質の分子量は約34 kDaです。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASB17 Rabbit pAb
備考/別名	4933436O18Rik; ASB17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	66772
GeneID	66772
免疫原	マウスASB17（NP_080034.2）のアミノ酸78-177に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q8VHP9
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ