

Wb・Elisa用抗Asb2ウサギポリクローナル抗体 - Q96Q27

商品番号: CM0022811

前書き

ヒトASB2を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびラットで反応性を示します。心臓・造血研究におけるユビキチン依存性分解の研究に最適です。SWISS: Q96Q27。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASB2 Rabbit pAb
別名	ASB-2; ASB2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51676
遺伝子ID	51676
免疫原	ヒトASB2 (NP_057234.2) のアミノ酸448～587番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96Q27
タンパク質分子量	70kDa
配送方法	氷袋