

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Asb3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y575

商品番号: CM0023040

前書き

ヒトASB3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのASB3を認識。ユビキチン-プロテアソーム経路研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASB3 ウサギ pAb
備考/別名	ASB-3; ASB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51130
GeneID	51130
免疫原	ヒトASB3 (NP_057199.1) のアミノ酸1-145に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y575
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ