

Ihc-P、Elisa用抗Asb4ポリクローナル抗体 - Q9Y574

商品番号: CM0024663

前書き

IHC-

PおよびELISA用として検証された高品質な抗ASB4ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのASB4（血管発生およびユビキチン化に関与するSOCSボックスE3リガーゼ）を認識します。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ASB4 Rabbit pAb
備考/別名	ASB-4; ASB4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51666
GeneID	51666
免疫原	組換えタンパク質 ヒトASB4 (NP_665879.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y574
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋