

Anti-Ascc1ウサギポリクローナ抗体（Wb、Elisa用） - Q8N9N2

商品番号: CM0024522



前書き

ヒトASCC1（ASC-1複合体サブユニットp50）を標的とするウサギポリクローナ抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。DNA修復および転写の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASCC1 Rabbit pAb
備考/別名	p50; CGI-18; SMABF2; ASC1p50; ASCC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51008
GeneID	51008
免疫原	ヒトASCC1 (NP_001185727.1) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N9N2
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスパック