


Wb、Elisa用Anti-Ascc2ポリクローナル抗体 - Q9H1I8

商品番号: CM0013786



前書き

ヒトASCC2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。DNA修復およびリボソーム品質管理の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASCC2 Rabbit pAb
備考/別名	p100; ASC1p100; ASCC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84164
GeneID	84164
免疫原	組換えタンパク質 ヒトASCC2 (NP_115580.2) のアミノ酸488-757に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1I8
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋