


## 抗Ascc3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8N3C0

商品番号: CM0027892



### 前書き

ヒトASCC3（asc1p200/HELIC1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。DNAアルキル化修復およびリボソーム品質管理に関与する分子量約251

kDaのタンパク質を検出します。研究用途に最適です。UniProt番号Q8N3C0。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | ASCC3 Rabbit pAb                                    |
| 備考/別名      | RNAH; HELIC1; ASC1p200; ASCC3                       |
| 対象種        | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 10973                                               |
| GeneID     | 10973                                               |
| 免疫原        | ヒトASCC3（NP_071374.1）のアミノ酸1-111番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB, IF/ICC, ELISA                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                              |
| SWISS      | Q8N3C0                                              |
| タンパク質分子量   | 251kDa                                              |
| 発送方法       | 保冷剤                                                 |