

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ascl4ウサギモノクローナル抗体 - Q6Xd76

商品番号: CM0006492

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用の高品質な抗ASCL4ウサギモノクローナル抗体。皮膚発生に関与する転写因子であるヒトASCL4に特異的。皮膚科学および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASCL4ウサギmAb
備考/別名	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
種	ヒト
GeneID	121549 (ヒト)
免疫原	ヒトASCL4 (NP_982260.3) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6XD76
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷剤