

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ascl4ウサギポリクローナル抗体 - Q6Xd76

商品番号: CM0016351

前書き

ヒトASCL4 (bHLHa44) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。皮膚発生および転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASCL4 ウサギ pAb
備考/別名	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	121549
GeneID	121549
免疫原	ヒトASCL4 (NP_982260.3) のアミノ酸1-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6XD76
タンパク質分子量	19 kDa
輸送方法	保冷バッグ