


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Asct2/Slc1A5 モノクローナル抗体 - Q15758

商品番号: CM0006849



前書き

ヒトASCT2/SLC1A5（中性アミノ酸トランスポーターB(0)）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。グルタミン代謝、D-セリン輸送、およびレトロウイルス侵入に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ASCT2/SLC1A5 ウサギ mAb
備考/別名	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; ASCT2/SLC1A5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6510
免疫原	組換えタンパク質[ヒトASCT2/SLC1A5 (NP_005619.1) のアミノ酸483-541に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15758
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ