


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Asc/Tms1ウサギモノクローナル抗体 - Q9U1z3

商品番号: CM0007471



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISA用のヒトASC/TMS1 (PYCARD) に対するウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよびインフラマソームシグナル伝達における主要アダプターです。免疫学および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASC/TMS1ウサギmAb
備考/別名	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29108
遺伝子ID	29108
免疫原	ヒトASC/TMS1 (NP_037390.2) のアミノ酸4~110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULZ3
タンパク質分子量	22 kDa
輸送	保冷バッグ