

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Asf1Bウサギポリクローナル抗体 - Q9Nvp2

商品番号: CM0025871



前書き

ヒストンシャペロンASF1B (CIA-II)
を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。クロマチン構築とヌクレオソームダイナミクス研究の重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ASF1B ウサギ pAb
備考/別名	CIA-II; ASF1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55723
GeneID	55723
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q9NVP2
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ