


抗Asgr1ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P07306

商品番号: CM0027591



前書き

ヒトASGR1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ASGR1は、糖タンパク質のクリアランス、血小板の除去、およびSARS-CoV-

2の侵入を媒介する肝細胞特異的レクチンです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASGR1 ウサギpAb
備考/別名	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	432
GeneID	432
免疫原	ヒトASGR1のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001662.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07306
タンパク質重量	33kDa
配送	アイスパック