


Wb、If、Ihc、Elisa用 抗Asgr1 ウサギポリクローナル抗体 - P07306

商品番号: CM0014510



前書き

ヒトASGR1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。エンドサイトーシスおよびSARS-CoV-2侵入の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASGR1 ウサギ pAb
備考/別名	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	432
GeneID	432
免疫原	ヒトASGR1 (NP_001662.1) のアミノ酸62-291に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07306
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ