

Wb、Elisa用 Anti-Asgr2 ポリクローナル抗体 - P07307

商品番号: CM0018299



前書き

CamelBioのAnti-ASGR2ポリクローナル抗体（ウサギ）はヒトASGR2を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。WBおよびELISAで検証済みです。アシアロ糖タンパク質のエンドサイトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASGR2 Rabbit pAb
備考/別名	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	433
GeneID	433
免疫原	ヒトASGR2 (NP_550435.1) のアミノ酸131-287に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P07307
タンパク質分子量	35 kDa
配送	氷袋