


Anti-Asgr2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P07307

商品番号: CM0009915



前書き

WB、IF-P、ELISAに使用可能なAnti-ASGR2ウサギモノクローナル抗体。ヒトシアロ糖タンパク質受容体2（HL-2、CLEC4H2）を標的とし、脱シアル酸化糖タンパク質のエンドサイトーシスを媒介する肝臓レクチンです。研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASGR2 Rabbit mAb
備考/別名	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	433
GeneID	433
免疫原	ヒトASGR2 (NP_550435.1) のアミノ酸80-311に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07307
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ