

Wb、If-P、Elisa用抗Asgr2ウサギポリクローナル抗体 - P07307

商品番号: CM0029411



前書き

ヒトASGR2（アシアロ糖タンパク質受容体2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと反応します。肝臓の糖タンパク質エンドサイトーシスおよび肝臓ターゲティング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASGR2 ウサギ pAb
別名	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	433
GeneID	433
免疫原	ヒトASGR2 (NP_550435.1) のアミノ酸58〜287番に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07307
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	氷袋