


Wb、Ihc、If、Elisa用抗Ash2Lモノクローナル抗体 - Q9Ubl3

商品番号: CM0010668



前書き

ヒトASH2L (ASH2、Bre2) に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。WB、IHC-P、IF/ICC、IF-P、ELISAに適しています。UniProt Q9UBL3。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASH2LウサギmAb
別名	ASH2、Bre2、ASH2L1、ASH2L2、ASH2L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9070
GeneID	9070
免疫原	ヒトASH2L (Q9UBL3) のアミノ酸529～628内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBL3
タンパク質分子量	69kDa
輸送	保冷バッグ