


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Aslポリクローナル抗体 - P04424

商品番号: CM0025272



前書き

ヒ WB用ヒト ASL（アルギニノコハク酸リアーゼ）に
対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IH
C-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラット
と交差反応します。尿素サイクルおよびアルギニン代
謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASL Rabbit pAb
備考/別名	ASAL; ASL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	435
GeneID	435
免疫原	組換えタンパク質 ヒト ASL (NP_000039.2) のアミノ酸289-464に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04424
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ